

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de *Equipamiento Hospitalario*



EN-S7



EN-V7

Bombas de Infusión

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Características Técnicas

EN-S7 de jeringa

PERMITE UTILIZAR CUALQUIER MARCA DE JERINGA.

Rango de Flujo 0,01ml/h – 1500 ml/h.

Alta Precisión $\pm 2\%$.

4 niveles de presión de oclusión ajustables.

Apta para U_{so} Adulto, Pediátrico y Neonatal.

Batería Li-Ion de alta duración.

Protección IP24 contra ingreso de líquidos.

Permite utilizar cualquier marca de jeringa.

Incorpora rutina de calibración para una marca de jeringa.

Librería de Drogas Incorporada.

Función Anti-Bolo automática.

Reconocimiento automático de tamaño de jeringa.

Peso : 1.7kg.

Rutina de calibración para las diferentes marcas de jeringas.

EN-V7 volumétrica

ADMITE CUALQUIER TIPO DE SET DE INFUSIÓN.

Rango de Flujo 0,01ml/h – 1200 ml/h.

Alta Precisión $\pm 5\%$.

Apta para Uso Adulto, Pediátrico y Neonatal.

4 niveles de presión de oclusión ajustables.

Sensibilidad de alarma de burbuja ajustable.

Batería Li-Ion de alta duración.

Protección IP24 contra ingreso de líquidos.

Admite cualquier tipo de set de infusión.

Rutina de calibración para una marca de set de infusión.

Librería de Drogas Incorporada.

Peso : 1.5kg.

Rutina de calibración para las diferentes marcas de sets de infusión.

