

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de Equipamiento Hospitalario



OXI601



Garantía de provisión de repuestos y servicio post-venta.

Oxímetro de Pulso

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Oxímetro de Pulso OXI601

OXI601



Pantalla LCD Color	Parámetros a Representar	Base Cargadora	Tipo de Paciente	Dimensiones (en mm)	Peso Aproximado
3.5"	Spo2 Fr	Si	Neonatal Pediátrico Adulto	Alto: 146 Ancho: 67 Prof.: 30	250gr



Curva pletismográfica y visualización de los valores de saturación de oxígeno y pulso. Posee una alta capacidad de almacenamiento de datos en forma gráfica de tendencias y tablas con resumen de valores. Permite crear diferentes usuarios con memoria de datos independientes.



Menú en diferentes idiomas.
Modo bajo consumo de Batería.
Operación intuitiva y amigable del menú.
Alarma programable de sobrepaso visual y auditiva.
Alarmas Fisiológicas, técnica y generales.
Silencio y suspensión de alarmas.



Fuente de alimentación externa.
Base soporte con entrada de Cargador de baterías.
Posee batería recargable de Ion Litio.



Producto autorizado por el
Ministerio de Salud de la Nación
A.N.M.A.T. PM1230-12.



Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar

La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016