



Garantía de provisión de repuestos y servicio post-venta.



Los transductores lineales presentan cristales piezoeléctricos en línea que emiten haces paralelos de ultrasonidos, por lo que se obtiene una imagen rectangular. Tienen la ventaja de ofrecer una imagen amplia del campo cercano; como desventaja, necesitan una gran área de contacto.

Aplicaciones: Carótida, Tiroides, Nervio, Superficial, MSK, PedABD, Ortopédico, Vascular

Número de elementos: 128

Frecuencia armónica: 4.0, 4.7, 5.3, 6.1 MHz

Frecuencia básica: 5.0, 7.5, 10.0 MHz

Rango de profundidad: 20~280 mm

Longitud de escaneo: 38.4 mm



Producto autorizado por el
Ministerio de Salud de la Nación
A.N.M.A.T. PM1230-14.

Transductor Lineal para Ecógrafo M5

Tecnología de calidad para el diagnóstico