



Garantía de provisión de repuestos y servicio post-venta.



Los transductores para cavidades internas pueden ser lineales o convexos. Se usan para exploraciones intrarrectales o intravaginales.

Aplicaciones: OB/GYN, Próstata

Número de elementos: 128

Frecuencia armónica: 3.2, 3.6, 4.0, 5.0MHz

Frecuencia básica: 5.0, 6.5, 10.0MHz

Rango de profundidad: 20~280mm

Ángulo de escaneo: 149.5°



Producto autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación A.N.M.A.T. PM1230-14.

Transductor Transvaginal para Ecógrafo M5

Tecnología de calidad para el diagnóstico