




Cardio Técnica

Fabrica Argentina de Equipamiento Hospitalario




Software Estación de Trabajo Electrocardiógrafo RG706


Tecnología de calidad para el diagnóstico




Múltiples formatos de Pantalla.



Posibilidad de Editar los datos del Paciente pre y post estudio.



Realiza mediciones automáticas de tiempos y amplitudes



Vista previa a la impresión.


Características Principales

- Auto configuración de tamaño de pantalla.
- Múltiples formatos de Pantalla. 3x4 / 3x4+1 / 3x4+3 / 6x2 / 6x2+1 / 12x1.
- Búsqueda de pacientes por medio de su ID/nombre/fecha y hora del estudio o diagnóstico.
- Base de Datos incluyendo los datos de paciente y estudios para posterior impresión o descarga.
- Diferentes formatos de Archivo para la exportación de estudios como PDF, PNG, JPG entre otros.
- Posibilidad de exportar datos en formato DICOM o HL7.
- Sensibilidad: 5, 10, 20 y auto ganancia.
- Velocidad de Impresión: 12.5, 25 y 50 mm/seg.
- Modos de Registro: Manual, Automático y Ritmo.
- Filtros configurables según necesidad.
- Filtro de línea: 50Hz / 60 Hz / Apagado.
- Posibilidad de Editar los datos del Paciente pre y post estudio.
- Realiza mediciones automáticas de tiempos, amplitudes y genera un diagnóstico presuntivo.
- Vista previa a la impresión.
- Impresión de datos editados del Paciente.
- Impresión de Fecha y Hora del estudio.
- Impresión de velocidad, amplitud y filtros programados.
- Impresión de datos del profesional o Institución.



Conectividad

La conexión del Electrocardiógrafo modelo RG706 se realiza por su Puerto USB mediante un adaptador USB – ethernet RJ45, ingresando a la placa de Red de la PC. También es posible conectarse mediante un switch (router) o de Puerto USB a Puerto USB mediante adaptadores.



Accesorios

Opcionales:



Adaptador Puerto USB a Eternet (Rj)



Cable de Red



La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016

Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
Whatsapp: +54 9 11 5035 3896
cardiotecnica.com.ar
info@cardiotecnica.com.ar