

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de **Equipamiento Hospitalario**



Diseñado y fabricado en Argentina
Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Central de Monitoreo CMS5

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Central de Monitoreo CMS5

La Central de Monitoreo Multiparamétrico CMS5 está desarrollada para realizar un control centralizado de los Monitores Multiparamétricos Línea MA512 V2. Permite la visualización simultánea de hasta 32 Monitores y brinda la posibilidad de configurar las presentaciones a sus necesidades. Posee la capacidad de reconocer pantallas de todos los tamaños.

Posee un diseño intuitivo y un menú de rápido acceso que lo vuelve práctico y fácil de manejar. Tiene alarmas sonoras y visuales configurables, velocidad de trazado independientes en el sistema circulatorio y respiratorio, múltiples configuraciones de visualización de la pantalla, memoria de eventos de hasta 120 Horas, visualización rápida de las ultimas medidas de NIBP, posibilidad de elección de Cama de alta vigilancia. Todas las prestaciones reunidas en este equipo lo convierten en una herramienta imprescindible para el cuidado de la salud.


Características Principales



- Auto configuración de tamaño de pantalla.
- Posibilidad de configurar hasta 32 camas.
- Velocidad de barridos individuales para el sistema circulatorio y el sistema respiratorio.
- Alarma programable de eventos en todos sus parámetros: visual y auditiva.
- Alarmas fisiológicas, técnicas y generales.
- Posibilidad de sincronizar los valores de alarmas con los del Monitor asociado a la cama.
- Silencio y suspensión de alarmas.
- Posee una alta capacidad de almacenamiento de datos en forma gráfica de Tendencias y tablas con Resumen de Valores de hasta 120 horas por cama.
- Posee Reporte en forma de Tabla de las alarmas activadas, con la posibilidad de ver los gráficos presentes al momento de activarse.
- Selección de tiempos de reporte, con todos los valores numéricos y graficos de cada toma.
- Visualización rápida de las ultimas mediciones de NIBP.
- Configuración de Cama de Alta Vigilancia con repetición completa del Monitor asociado.
- Personalización de la cama con los datos del paciente.
- Impresión de eventos, de Tabla de Reporte, de Datos del Paciente y Listado de los Datos de Pacientes en la central

Conectividad CMS5

La conexión de los Monitores Multiparamétricos MA512 V2 con la Central de Monitoreo CMS5 se realiza por medio de cable UTP punto a punto mediante un conector RJ.



Accesorios Incluye:

- 1 Monitor LCD color de 24"
- 1 Unidad de Proceso
- 1 Teclado
- 1 Mouse
- 1 Juego de Parlantes
- 1 Switch para conexión de los Monitores
- 1 Cable para alimentación de Red



Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
Whatsapp: +54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar

La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016