

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de **Equipamiento Hospitalario**



Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Carro de Emergencias HS-ET750

Movilidad y funcionalidad en una sola solución

Características

Diseñado para brindar una respuesta inmediata ante situaciones de vida o muerte, nuestro ****Carro de Paro**** es una herramienta esencial en emergencias. Con un diseño ergonómico, materiales duraderos y un sistema organizado de acceso rápido al equipamiento médico, este carro garantiza eficiencia, seguridad y precisión en cada intervención.

Con un diseño modular y funcional, permite almacenar de forma ordenada todo el equipamiento y medicación necesaria para la reanimación inmediata.

Fabricado con materiales resistentes, ruedas multidireccionales para máxima movilidad y un sistema ergonómico que reduce el estrés físico del equipo durante su uso, este carro se adapta perfectamente a las exigencias de unidades de cuidados intensivos (UCI), salas de emergencias, quirófanos y áreas de hospitalización.

Ideal tanto para Instituciones públicas como privadas, nuestro ****Carro de Paro**** no solo cumple con las normas sanitarias vigentes, sino que también mejora los tiempos de respuesta y aumenta las probabilidades de éxito en intervenciones médicas de alto riesgo.

- ✓ Fácil acceso y organización visual del material médico
- ✓ Fabricado con materiales higiénicos y fáciles de desinfectar
- ✓ Movilidad ágil gracias a sus ruedas de alta resistencia
- ✓ Diseño adaptable a distintos espacios y protocolos hospitalarios



Características



- ✓ Soporte para Desfibrilador – Incluye correas de sujeción
- ✓ Tabla de RCP – Ayuda a la realización de una correcta reanimación
- ✓ Cestos de Residuos – 2 cestos de diferente color para clasificar los residuos.
- ✓ Ruedas de alta resistencia – 2 con freno individual

- ✓ Porta Suero – de 4 ganchos intercambiable con el soporte para desfibrilador
- ✓ Soporte para Tubo de Oxígeno – Bandeja retráctil y correas de sujeción
- ✓ 5 Cajones de diferentes tamaños con cerradura central
- ✓ Organizador de Carpetas de gran capacidad y Tabla de Trabajo auxiliar retráctil



La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016

Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
Whatsapp: +54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar